

# Die Kollageneinlage nach Zahnextaktionen



## *Hemocollagène*

Biokompatible & resorbierbare  
hämostatische Schwämme



# Hemocollagene ist ein resorbierbarer und steriler hämostatischer Schwamm aus bovinem Kollagen Typ I

Hemocollagene ist für die lokale Blutstillung in der Zahnmedizin indiziert, wenn konventionelle Maßnahmen zur Blutstillung nicht zweckmäßig oder erfolglos sind. Hemocollagene fördert die Thrombozytenaggregation und unterstützt eine natürliche Geweberegeneration. Die Kollagenschwämme sind biokompatibel und auf natürliche Weise resorbierbar. Die Form wurde speziell zur Anwendung in der Zahnmedizin entwickelt.

Eigenschaften	Vorteile	Nutzen
<b>Einzel in Blistern verpackte Schwämme</b>	Form & Größe sind passend für die Alveole	Flexibel, formbar, kohärent Kann zugeschnitten und an den Defekt angepasst werden
<b>Typ I Kollagen (bovinen Ursprungs)</b>	Hoher Grad an Biokompatibilität Resorbiert natürlich & vollständig nach 3 Monaten	Zur lokalen Blutstillung: fördert die Thrombozytenadhäsion und -aggregation
<b>Steril</b>	Sterilisiert durch Beta-Bestrahlung	Unterstützt die natürliche Geweberegeneration
<b>Sicher</b>	Keine schädlichen Inhaltsstoffe Gemäß der Verordnung 93/42/EEC - 722/2012	Keine Virenübertragung & kein Risiko einer Übertragung spongiformer Enzephalopathien tierischen Ursprungs
<b>Implantierbar &amp; resorbierbar</b>	Kann nach der Zahnextraktion in der Alveole verbleiben	Kann in Kontakt mit verletzten Blutgefäßen, Gingiva, Zähnen und Knochen verbleiben

## Indikationen

**Hemocollagene kann verwendet werden bei:**

- Zahnextraktionen
- Parodontalen Operationswunden
- Nahtregionen
- Orale Geschwüren (nicht infiziert oder virusbedingt)
- Traumatischen Wunden
- Wunden durch Zahnersatz

## Produktinformation

**Ursprung:** – Typ I natives, nicht-denaturiertes, gefriergetrocknetes Kollagen bovinen Ursprungs

**Merkmale:**

- Medizinproduktklasse III
- Flexibel, formbar, kohärent & weich
- 0,027 g pro Schwamm
- Biokompatibel und gut verträglich

**Darreichungsform:** – Packung mit 24 Schwämmen (3 Blister mit 8 einzeln steril verpackten Schwämmen)



Hemocollagene ist über Ihren Dentalhandelspartner erhältlich.

### Septodont GmbH

Felix-Wankel-Str. 9, 53859 Niederkassel, Deutschland  
 Telefon: +49 (0) 228 971 26-0, Fax: +49 (0) 228 971 26-66  
 E-Mail: info@septodont.de

[www.septodont.com](http://www.septodont.com)

