

Einlagen für eine schnelle
und effektive Blutstillung



Hemogelatin & Hémocollagène

Biokompatible & resorbierbare
hämostatische Schwämme



Hemogelatin – gelatinebasiertes Hämostatikum porcinen Ursprungs

Hemocollagene – hämostatischer Schwamm aus bovinem Kollagen Typ I

Hemogelatin ist ein hämostatischer Schwamm, der trocken oder mit steriler Kochsalzlösung getränkt unter leichtem Druck eingebracht werden kann, um Blutungen effizient und kontrolliert zu stillen.

Hemocollagene ist für die lokale Blutstillung in der Zahnmedizin indiziert, wenn konventionelle Maßnahmen zur Blutstillung nicht zweckmäßig oder erfolglos sind. Hemocollagene fördert die Thrombozytenaggregation und unterstützt eine natürliche Geweberegeneration⁽¹⁾.

Eigenschaften	Hemogelatin	Hemocollagene
Resorbierbarkeit	Vollständig resorbierbar	Resorbiert natürlich & vollständig nach 3 Monaten
Steril	Einzel blisterverpackte sterile Schwämme	Einzel blisterverpackte sterile Schwämme
Saugfähigkeit	💧💧💧	💧💧💧💧💧
Form und Größe	Flexibel, formbar, kohärent, kann zugeschnitten werden. 10×10×10 mm.	Flexibel, formbar, kohärent, kann zugeschnitten werden. 13×13×10 mm.
Herkunft	Gelatine porcinen Ursprungs	Bovines Kollagen Typ I


Indikationen Hemogelatin und Hemocollagene

- Zahnextraktionen
- Orale Geschwüre (nicht infiziert oder virusbedingt)
- Parodontale Operationswunden
- Traumatische Wunden
- Nahtregionen
- Wunden durch Zahnersatz

Produktinformationen Hemogelatin und Hemocollagene

- Medizinprodukte der Klasse III
- 24 Schwämme im Blister einzeln steril verpackt
- Biokompatibel, resorbierbar und gut verträglich

Hemogelatin und Hemocollagene sind über Ihren Dentalhandelspartner erhältlich.



(1) <https://www.intechopen.com/online-first/bleeding-in-dental-surgery>, Bleeding in Dental Surgery by Natália de Campos, Flávia Furlaneto and Yvonne De Paiva Buischi, Submitted: May 28th 2019 Reviewed: October 1st 2019 Published: November 6th 2019, DOI: 10.5772/intechopen.89992

Septodont GmbH

Felix-Wankel-Str. 9, 53859 Niederkassel, Deutschland
Telefon: +49 (0) 228 971 26-0, Fax: +49 (0) 228 971 26-66
E-Mail: info@septodont.de

www.septodont.com

